


Radioterapia de Intensidad Modulada IMRT con colimador multiláminas

Daniel Venencia, Físico Medico
Instituto de Radioterapia, Córdoba, ARGENTINA

Curso de Actualización en Protección Radiológica
Córdoba, 21 al 23 de Noviembre 2013



**INSTITUTO DE RADIOTERAPIA
FUNDACIÓN MARIE CURIE**

IMRT



- Tratamiento que utiliza haces de radiación de intensidad no uniforme generados a partir de un proceso de optimización con planificación inversa


- **IMRT con MLC**

- **Estático** (*Step&Shoot*)


- entrega de secuencia de posiciones estáticas de MLC

- **Dinámico** (*Sliding windows*)

- movimiento continuo de pares de laminas durante la irradiación.



Step & shoot




Sliding windows




IMRT



- Tratamiento que utiliza haces de radiación de intensidad no uniforme generados a partir de un proceso de optimización con planificación inversa
- Porque es necesario que la intensidad del haz **NO se uniforme?**



Step & shoot




Sliding windows



2. Niveles de intensidad



Objetivo :



Consideremos:


- Colimación estándar = colimación binaria
- Supongamos que nuestro haz no tiene atenuación.

G. Birkhoff 1940, estableció que un dibujo 2D de forma arbitraria podría ser descrito por la superposición de una serie de líneas rectas desde diferentes direcciones y con diferentes niveles de oscuridad. Pero para obtener una solución algunas de las líneas debían tener oscuridad negativa.



RT no existen niveles negativos y
NO todas las incidencias son posibles!

Objetivo:








IMÁGENES




CONTORNO ESTRUCTURAS




LIMITES



UBICACIÓN CAMPOS



CALCULO DE DOSIS



OPTIMIZACIÓN COMPUTADA (inversa)



CRT3D (MLC)

4 CAMPOS C/PROTF

CT_1 s/c

Beam profile

Tumour

θ



Brahme, A. " Optimization of stationary and moving beam radiation therapy techniques", *Radiother. Oncol.* 12:129-140, (1988)

FUNCION OBJETO tipo cuadrática

$$F_{PTV} = \frac{1}{N_t} \left[\sum_{i=1}^{N_t} (D_i - D_{presc})^2 + w_{t,min} \cdot \sum_{i=1}^{N_t} (D_i - D_{min})^2 + w_{t,max} \cdot \sum_{i=1}^{N_t} (D_i - D_{max})^2 \right]$$

Suma sobre todos los elementos de volumen (voxel)

donde	PTV	volumen blanco de planificación
	N_t	es el numero de puntos en el volumen de tratamiento.
	D_i	es la dosis en el voxel i como función de la intensidad del elemento del haz
	D_{presc}	es la dosis prescripta.
	D_{min} y D_{max}	son las dosis de tolerancia máxima y mínima.
	$w_{t,min}$ y $w_{t,max}$	son penalidades (factores de peso) asociadas a la dosis máxima y mínima.





FUNCION OBJETO tipo cuadrática


$$F_{OAR} = \frac{1}{N_{OAR}} \left[w_{OAR,max} \cdot \sum_{i=1}^{N_{OAR}} (D_i - D_{max})^2 + w_{OAR,dv} \cdot \sum_{i=1}^{N_{dv}} (D_i - D_{dv})^2 \right]$$

Suma sobre todos los elementos de volumen (voxel)


<u>donde</u>	OAR	órgano de riesgo
	N_{OAR}	es el numero de puntos en el órgano de riesgo.
	D_{dv}	dosis de restricción dosis volumen
	N_{dv}	numero de voxels cuya dosis debe estar por debajo de D_{dv}
	$w_{OAR,max}$ y $w_{OAR,dv}$	penalizaciones relativas.

La cobertura del volumen blanco (PTV) compete con la protección de los organos de riesgo (OAR)






Tipos de IMRT





Otros...





Group	Field ID	Technique	Machine/Energy	MLC	Field Weight	Gantry Rtn [deg]	Coll Rtn [deg]	Couch Rtn [deg]	Wedge	Field X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	Field Y [cm]	Y1 [cm]	Y2 [cm]	X [cm]	Y [cm]	Z [cm]	SSD [cm]	MU	Ref. D [Gy]
<input checked="" type="checkbox"/>	LOGO IPR-IPRO	STATIC-I	NovalisTX2 - 6X	Dose Dynamic	1.000	0.0	0.0	0.0	None	21.3	-11.0	+10.3	20.1	-9.8	+10.3	-0.90	-15.25	-0.40	98.0	556	

Campos de tratamiento





Restricciones Dosis Volumen – Ejemplo

Los valores de dosis pueden variar según criterio medico.

Volumen blanco

- Próstata (CTV₁)
 - D_{mínima} = Dosis prescrita (80Gy)
 - D_{máxima} < 110 % Dosis prescrita
 - N° de fracciones = 40
- PTV
 - D₉₅ = 80Gy
 - D_{máxima} < 110% Dosis prescrita
- D_{máxima} alejado de uretra región central



Prioridad de superposición

Organos de riesgo

- Recto
 - V40 entre 35% - 45%
 - V65 < 20%
 - Pared Posterior < 44Gy
- Vejiga
 - V40 < 40%
 - D25 < 65Gy
- Cabezas femorales
 - V50 < 10%

- Bulbo peneano
- Cuerpos cavernosos






1916999-5

- C1
 - RX referencia
 - IMRT PTV1

Match Result

- CT_2
 - Match Result1
 - Structures and Layers
 - Body
 - Femur Der
 - Femur Izq
 - PTV 1
 - PTV 2
 - Prostata
 - Recto
 - Recto EXT
 - Vejiga EXT
 - Vesiculas Sem
 - vejiga1
 - Boluses
 - User Origin
 - Reference Points
 - PTV 1
 - Dose
 - Fields
 - G180
 - G180-DRR
 - G105
 - G45
 - G315
 - G255



Fields			Dose Prescription			Calculation Options															
Group	Field ID	Technique	Machine/Energy	Weight	Scale	Gantry Rtn [deg]	Coll Rtn [deg]	Couch Rtn [deg]	Wedge	Field X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	Field Y [cm]	Y1 [cm]	Y2 [cm]	X [cm]	Y [cm]	Z [cm]	SSD [cm]	MU	Ref. D [cGy]
<input checked="" type="checkbox"/>	G180	STATIC-I	CL21EX - 6X	1.00	VAR_IEC	180.0	0.0	0.0	None	11.8	+6.0	+5.9	11.1	+3.8	+7.2	2.9	0.6	0.3	88.8		
<input checked="" type="checkbox"/>	G105	STATIC-I	CL21EX - 6X	1.00	VAR_IEC	105.0	0.0	0.0	None	11.8	+4.9	+6.9	11.1	+3.8	+7.2	2.9	0.6	0.3	81.0		
<input checked="" type="checkbox"/>	G45	STATIC-I	CL21EX - 6X	1.00	VAR_IEC	45.0	0.0	0.0	None	9.9	+4.7	+5.2	8.4	+3.0	+5.4	2.9	0.6	0.3	88.2		
<input checked="" type="checkbox"/>	G315	STATIC-I	CL21EX - 6X	1.00	VAR_IEC	315.0	0.0	0.0	None	9.9	+4.7	+5.2	8.4	+3.0	+5.4	2.9	0.6	0.3	87.7		
<input checked="" type="checkbox"/>	G255	STATIC-I	CL21EX - 6X	1.00	VAR_IEC	255.0	0.0	0.0	None	9.9	+4.7	+5.2	8.4	+3.0	+5.4	2.9	0.6	0.3	81.6		

Drag a rectangle over the zoom area

File Edit View Insert Task Workspace **Planning** Tools Window Help

Optimize... F7
Calculate Leaf Motions... F11

Calculation
Create Verification Plan...
Plan Normalization...
Isodose Levels...
Compensator Isolevels...
Dose Volume Histogram...
Plan Comparison DVH...
Verify MLC Leaf Positions...
Field Weight... F3
Change Treatment Units...
Merge Subfields
Edit Compensator...
Reference Point Organizer...
Plan Organizer...
Save Plan as Template...
Move Plan to Treatment... F4
Move Plan to Simulation...
Enable Digitizer

IMRT PTV - Model View

IMRT PTV - Sagittal

Y: 1.56 cm
X: 2.04 cm

Fields		Dose Prescription		Calculation Options																	
Group	Field ID	Technique	Machine/Energy	Weight	Scale	Gantry Rtn [deg]	Coll Rtn [deg]	Couch Rtn [deg]	Wedge	Field X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	Field Y [cm]	Y1 [cm]	Y2 [cm]	X [cm]	Y [cm]	Z [cm]	SSD [cm]	MU	Ref. D [cGy]
<input checked="" type="checkbox"/>	G105-B	STATIC-I	CL21EX - 6X	1.00	VAR_IEC	105.0	350.0	0.0	None	12.3	+4.3	+8.0	9.8	+3.3	+6.5	2.0	0.2	-0.5	82.8		
<input checked="" type="checkbox"/>	G180-A	STATIC-I	CL21EX - 6X	1.00	VAR_IEC	180.0	0.0	0.0	None	13.3	+6.5	+6.8	9.3	+3.5	+5.8	2.0	0.2	-0.5	89.3		
<input checked="" type="checkbox"/>	G255-E	STATIC-I	CL21EX - 6X	1.00	VAR_IEC	255.0	10.0	0.0	None	11.8	+7.5	+4.3	10.0	+3.5	+6.5	2.0	0.2	-0.5	83.7		
<input checked="" type="checkbox"/>	G315-D	STATIC-I	CL21EX - 6X	1.00	VAR_IEC	315.0	10.0	0.0	None	13.3	+8.5	+4.8	10.0	+3.5	+6.5	2.0	0.2	-0.5	91.7		
<input checked="" type="checkbox"/>	G45-C	STATIC-I	CL21EX - 6X	1.00	VAR_IEC	45.0	350.0	0.0	None	12.5	+4.5	+8.0	10.0	+3.5	+6.5	2.0	0.2	-0.5	91.8		

Opens the IMRT optimization dialog.

dvenencia Physicist NUM

Optimization

Structures and Constraints

Structure	Type	Volume [cc]	Points	Resolution [mm]
Body		11100	109625	4.50
CTV		27	2000	2.30
Femur Der		196	2758	4.00
PTV		236	26560	2.00
Upper	Volume [%]	0.0	Dose [cGy]	3000.0
Lower	Volume [%]	100.0	Dose [cGy]	4600.0
PTV BOOST				
Recto EXT.				
Recto II		118	3933	3.00
Upper	Volume [%]	0.0	Dose [cGy]	4600.0
Upper	Volume [%]	0.0	Dose [cGy]	4600.0
Upper	Volume [%]	30.0	Dose [cGy]	4000.0
Upper	Volume [%]	60.0	Dose [cGy]	2500.0
Line	Volume [%]	100.0	Dose [cGy]	1352.9
		87.4		1777.4
		71.7		1923.3
		60.5		2493.6
		48.9		3024.2
		37.5		3647.6
		26.2		4151.6
Vejiga		157	5228	3.00

Restricción Dosis PTV

Upper Volume [%]: 0.0 Dose [cGy]: 5100.0 Priority: 80
 Lower Volume [%]: 100.0 Dose [cGy]: 4600.0 Priority: 90

Dose Volume Histogram

Max time (min): 100
 Max iterations: 1000

Optimize

OK Cancel Apply

View with interpolation
 Use color

Restricción Dosis PTV

Max time (min): 100
 Max iterations: 1000

Suavizado de fluencias
 Suavizado en la dirección X reduce la UM
 Valor relacionado con la prioridad

Optimization

Structures and Constraints

<input type="checkbox"/>	Body	Volume [cc]:	11100	Points:	109625	Resolution [mm]:	4.50
<input type="checkbox"/>	CTV	Volume [cc]:	27	Points:	2000	Resolution [mm]:	2.30
<input type="checkbox"/>	Femur Der	Volume [cc]:	196	Points:	2758	Resolution [mm]:	4.00
<input type="checkbox"/>	Femur Izq	Volume [cc]:	192	Points:	2692	Resolution [mm]:	4.00
<input type="checkbox"/>	PTV	Volume [cc]:	236	Points:	26560	Resolution [mm]:	2.00
<input type="checkbox"/>	PTV BOOST	Volume [cc]:	132	Points:	4409	Resolution [mm]:	3.00
<input type="checkbox"/>	Recto EXT	Volume [cc]:	228	Points:	7583	Resolution [mm]:	3.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Recto II	Volume [cc]:	118	Points:	3933	Resolution [mm]:	3.00
<input type="checkbox"/>	Vejiga	Volume [cc]:	289	Points:	9646	Resolution [mm]:	3.00
<input type="checkbox"/>	Vejiga EXT	Volume [cc]:	289	Points:	9646	Resolution [mm]:	3.00

Restricción Dosis OAR

Upper	Volume [%]:	0.0	Dose [cGy]:	4600.0	Priority:	75
Upper		30.0		4000.0		70
Upper		60.0		2500.0		80

Dose Volume Histogram

Base dose plan: Select...

MLC	Method	X Smooth	Y Smooth	Minimize Dose	Fixed Jaws	Field Weight
G105-B	Millenniu...	40	30	0	<input type="checkbox"/>	1.000
G180-A	Millennium_1...	40	30	0	<input type="checkbox"/>	1.000
G255-E	Millennium_1...	40	30	0	<input type="checkbox"/>	1.000
G315-D	Millennium_1...	40	30	0	<input type="checkbox"/>	1.000
G45-C	Millennium_1...	40	30	0	<input type="checkbox"/>	1.000

Max time (min):
 Max iterations:

Optimize

OK Cancel Apply

Planificación Inversa - Optimización

Optimization

Structures and Constraints

Structure	Type	Volume [cc]	Points	Resolution [mm]
Body		11100	109625	4.50
CTV		27	2000	2.30
Femur Der		196	2758	4.00
Femur Izq		192	2692	4.00
PTV		236	26560	2.00
PTV BOOST		132	4409	3.00
Recto EXT.		228	7583	3.00
Recto II		118	3933	3.00
Vejiga		157	5228	3.00
Vejiga EXT		289	9646	3.00

Structure	Type	Volume [%]	Dose [cGy]	Priority
Femur Der	Upper	0.0	3000.0	30
Femur Izq	Upper	0.0	3000.0	30
PTV	Upper	0.0	5100.0	80
PTV	Lower	100.0	4600.0	500
Recto EXT.	Upper	0.0	4600.0	60
Recto II	Upper	0.0	4600.0	75
	Upper	30.0	4000.0	70
	Upper	60.0	2500.0	80
Vejiga	Upper	0.0	4600.0	60
	Upper	63.5	3512.0	40
Vejiga EXT	Upper	0.0	4600.0	30

Dose Volume Histogram

Restricción Dosis OAR

Add Upper Constraint Add Lower Constraint Delete Base dose plan: Select...

MLC	Method	X Smooth	Y Smooth	Minimize Dose	Fixed Jaws	Field Weight
G105-B	Millenniu...	40	30	0		1.000
G180-A	Millennium_1...	40	30	0		1.000
G255-E	Millennium_1...	40	30	0		1.000
G315-D	Millennium_1...	40	30	0		1.000
G45-C	Millennium_1...	40	30	0		1.000

Max time (min): 100
Max iterations: 1000

Optimize

OK Cancel Apply

Planificación Inversa - Optimización

Optimization

Structures and Constraints

Structure	Type	Volume [cc]	Points	Resolution [mm]
Body		11100	109625	4.50
CTV		27	2000	2.30
Femur Der		196	2758	4.00
Femur Izq		192	2692	4.00
PTV		236	26560	2.00
PTV BOOST		132	4409	3.00
Recto EXT.		228	7583	3.00
Recto II		118	3933	3.00

Structure	Type	Volume [%]	Dose [cGy]	Priority
Recto II	Upper	0.0	4600.0	75
Recto II	Upper	30.0	4000.0	70
Recto II	Upper	60.0	2500.0	80
Recto II	Line	100.0	1352.9	50
Recto II	Line	87.4	1777.4	
Recto II	Line	71.7	1923.3	
Recto II	Line	60.5	2493.6	
Recto II	Line	48.9	3024.2	
Recto II	Line	37.5	3647.6	
Recto II	Line	26.2	4151.6	
Recto II	Line	11.6	4377.1	
Recto II	Line	0.2	4576.1	

Dose Volume Histogram

Restricción Dosis OAR

Add Upper Constraint Add Lower Constraint Delete Base dose plan: Select...

MLC	Method	X Smooth	Y Smooth	Minimize Dose	Fixed Jaws	Field Weight
G105-B	Millenniu...	40	30	0		1.000
G180-A	Millennium_1...	40	30	0		1.000
G255-E	Millennium_1...	40	30	0		1.000
G315-D	Millennium_1...	40	30	0		1.000
G45-C	Millennium_1...	40	30	0		1.000

Max time (min): 100
Max iterations: 1000

Optimize


OK Cancel Apply

Planificación Inversa - Optimización

Optimization

Structures and Constraints


Structure	Type	Volume [cc]	Points	Resolution [mm]	Priority
Body		15981	193587	4.50	
Femur Der		152	4267	4.00	
Femur Izq	Upper	Volume [%]: 0.0	Dose [cGy]: 3000.0	Resolution [mm]: 4.00	Priority: 30
PTV 1	Upper	Volume [%]: 0.0	Dose [cGy]: 3000.0	Resolution [mm]: 3.00	Priority: 30
	Lower	Volume [%]: 100.0	Dose [cGy]: 4600.0	Resolution [mm]: 3.00	Priority: 80
PTV 2		Volume [cc]: 99	Points: 4471	Resolution [mm]: 3.00	
Prostata		Volume [cc]: 37	Points: 2748	Resolution [mm]: 2.58	
Recto	Upper	Volume [cc]: 68	Points: 3622	Resolution [mm]: 3.00	
	Upper	Volume [%]: 0.0	Dose [cGy]: 4600.0	Resolution [mm]: 3.00	Priority: 75
	Upper	Volume [%]: 10.0	Dose [cGy]: 4000.0	Resolution [mm]: 3.00	Priority: 70
	Upper	Volume [%]: 32.0	Dose [cGy]: 2000.0	Resolution [mm]: 3.00	Priority: 80
Recto EXT	Upper	Volume [cc]: 158	Points: 7465	Resolution [mm]: 3.00	
	Upper	Volume [%]: 0.0	Dose [cGy]: 4600.0	Resolution [mm]: 3.00	Priority: 60
Vejiga EXT	Upper	Volume [cc]: 854	Points: 35486	Resolution [mm]: 3.00	
	Upper	Volume [%]: 0.0	Dose [cGy]: 4600.0	Resolution [mm]: 3.00	Priority: 30
Vesiculas Sem		Volume [cc]: 8	Points: 2517	Resolution [mm]: 1.52	
vejiga1		Volume [cc]: 652	Points: 27741	Resolution [mm]: 3.00	
	Upper	Volume [%]: 0.0	Dose [cGy]: 4600.0	Resolution [mm]: 3.00	Priority: 60
	Upper	Volume [%]: 15.0	Dose [cGy]: 2500.0	Resolution [mm]: 3.00	Priority: 40



Add Upper Constraint Add Lower Constraint Delete


Base dose plan: Select...

MLC	Method	X Smooth	Y Smooth	Minimize Dose	Fixed Jaws	Field Weight
G180	Millennium_1...	Beamlet	40	30	0	1.000
G105	Millennium_1...	Beamlet	40	30	0	1.000
G45	Millennium_1...	Beamlet	40	30	0	1.000
G315	Millennium_1...	Beamlet	40	30	0	1.000
G255	Millennium_1...	Beamlet	40	30	0	1.000



Max time (min): 100
Max iterations: 1000

Optimizing 0h 0m 5s 7



Continue

OK Cancel Apply


View with interpolation
 Use color

G255	STATIC-1	CL21EX-BX	1.00	VAR_REC	255.0	0.0	0.0	None	11.3	+6.5	+4.8	10.8	+3.8	+7.0	2.9	0.6	0.3	81.6
------	----------	-----------	------	---------	-------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	------

Optimization

Structures and Constraints


Structure	Type	Volume [cc]	Points	Resolution [mm]	Priority
Body		15981	193587	4.50	
Femur Der		152	4267	4.00	
Femur Izq	Upper	Volume [%]: 0.0	Dose [cGy]: 3000.0	Resolution [mm]: 4.00	Priority: 30
PTV 1	Upper	Volume [%]: 0.0	Dose [cGy]: 3000.0	Resolution [mm]: 3.00	Priority: 30
	Lower	Volume [%]: 100.0	Dose [cGy]: 4600.0	Resolution [mm]: 3.00	Priority: 80
PTV 2		Volume [cc]: 99	Points: 4471	Resolution [mm]: 3.00	
Prostata		Volume [cc]: 37	Points: 2748	Resolution [mm]: 2.58	
Recto	Upper	Volume [%]: 0.0	Dose [cGy]: 4600.0	Resolution [mm]: 3.00	Priority: 75
	Upper	Volume [%]: 10.0	Dose [cGy]: 4000.0	Resolution [mm]: 3.00	Priority: 70
	Upper	Volume [%]: 32.0	Dose [cGy]: 2000.0	Resolution [mm]: 3.00	Priority: 80
Recto EXT	Upper	Volume [%]: 0.0	Dose [cGy]: 4600.0	Resolution [mm]: 3.00	Priority: 60
Vejiga EXT	Upper	Volume [%]: 0.0	Dose [cGy]: 4600.0	Resolution [mm]: 3.00	Priority: 30
Vesiculas Sem		Volume [cc]: 8	Points: 2517	Resolution [mm]: 1.52	
vejiga1		Volume [cc]: 652	Points: 27741	Resolution [mm]: 3.00	
	Upper	Volume [%]: 0.0	Dose [cGy]: 4600.0	Resolution [mm]: 3.00	Priority: 60
	Upper	Volume [%]: 15.0	Dose [cGy]: 2500.0	Resolution [mm]: 3.00	Priority: 40



Add Upper Constraint Add Lower Constraint Delete

Base dose plan: Select...

MLC	Method	X Smooth	Y Smooth	Minimize Dose	Fixed Jaws	Field Weight
G180	Millennium_1...	Beamlet	40	30	0	1.000
G105	Millennium_1...	Beamlet	40	30	0	1.000
G45	Millennium_1...	Beamlet	40	30	0	1.000
G315	Millennium_1...	Beamlet	40	30	0	1.000
G255	Millennium_1...	Beamlet	40	30	0	1.000



Max time (min): 100
Max iterations: 1000



View with interpolation
 Use color

OK Cancel Apply


G255	STATIC-1	CL21EX-BX	1.00	VAR_REC	255.0	0.0	0.0	None	11.3	+6.5	+4.8	10.8	+3.8	+7.0	2.9	0.6	0.3	81.6
------	----------	-----------	------	---------	-------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	------



1916999-5

- C1
 - RX referencia
 - IMRT PTV1

- Femur Izq
- PTV 1
- PTV 2
- Prostata
- Recto
- Recto EXT
- Vejiga EXT
- Vesiculas Sem
- vejiga1
- Boluses
- User Origin
- Reference Points
 - PTV 1
- Dose
- Fields
 - G180
 - G180-DRR
 - Fluence
 - G105
 - Fluence
 - G45
 - Fluence
 - G315
 - Fluence
 - G255
 - Fluence





Leaf Motion Calculation Options

	Delivery Method	Intensity Levels	Fixed Jaws
G180	Sliding Window		<input type="checkbox"/>
G105	Sliding Window		<input type="checkbox"/>
G45	Sliding Window		<input type="checkbox"/>
G315	Sliding Window		<input type="checkbox"/>
G255	Sliding Window		<input type="checkbox"/>

Sliding Window
 Multiple Static Segments
 None

OK Cancel



Fields		Dose Prescription		Calculation Options																	
Group	Field ID	Technique	Machine/Energy	Weight	Scale	Gantry Rtn [deg]	Coll Rtn [deg]	Couch Rtn [deg]	Wedge	Field X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	Field Y [cm]	Y1 [cm]	Y2 [cm]	X [cm]	Y [cm]	Z [cm]	SSD [cm]	MU	Ref. D [cGy]
<input checked="" type="checkbox"/>	G180	STATIC-I	CL21EX - 6X	1.00	VAR_JEC	180.0	0.0	0.0	None	11.8	+6.0	+5.9	11.1	+3.8	+7.2	2.9	0.6	0.3	88.8		
<input checked="" type="checkbox"/>	G105	STATIC-I	CL21EX - 6X	1.00	VAR_JEC	105.0	0.0	0.0	None	11.8	+4.9	+6.9	11.1	+3.8	+7.2	2.9	0.6	0.3	81.0		
<input checked="" type="checkbox"/>	G45	STATIC-I	CL21EX - 6X	1.00	VAR_JEC	45.0	0.0	0.0	None	12.0	+4.9	+7.1	10.9	+3.8	+7.1	2.9	0.6	0.3	88.2		
<input checked="" type="checkbox"/>	G315	STATIC-I	CL21EX - 6X	1.00	VAR_JEC	315.0	0.0	0.0	None	12.4	+7.3	+5.1	10.7	+3.8	+6.9	2.9	0.6	0.3	87.7		
<input checked="" type="checkbox"/>	G255	STATIC-I	CL21EX - 6X	1.00	VAR_JEC	255.0	0.0	0.0	None	11.3	+6.5	+4.8	10.8	+3.8	+7.0	2.9	0.6	0.3	81.6		


Control de calidad del Acelerador

- QA MLC
- IMRT con MLC
 - Integridad mecánica del sistema de tratamiento
 - Preciso posicionamiento espacial y temporal del MLC
 - Mayor desgaste en IMRT versus CRT3D
 - Estabilidad del haz de radiación para pequeñas numero de UM (step&shoot)

INDICE




GARANTÍA DE CALIDAD DE COLIMADORES MULTILAMINAS UTILIZADOS EN RADIOTERAPIA....2	
GENERALIDADES.....2	
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE COLIMADORES MULTILÁMINAS EMPLEADOS EN RADIOTERAPIA.....2	
APENDICE A: PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACION DE CONTROLES DE CALIDAD DE COLIMADORES MULTILAMINAS EN RADIOTERAPIA.5	
A.1 PRUEBAS MECÁNICAS.....5	
A.1.1 Exactitud óptica de posición de láminas.....5	
A.1.2 Alineación óptica de las láminas respecto a los ejes principales del campo.....6	
A.1.3. Exactitud radiante de posición de láminas.....6	
A.1.4. Correspondencia entre campo luminoso y de radiación.....10	
A.1.5. Velocidad de movimiento de las láminas.....11	
A.1.6. Control de digitalizador.....12	
A.1.7. Centrado del MLC respecto a los ejes del colimador.....13	
A.1.8. Centrado del MLC respecto al eje de rotación del brazo.....14	
A.1.9. Ortogonalidad de las láminas respecto a los diafragmas.....15	
A.2 PRUEBAS DOSIMÉTRICAS.....16	
A.2.1 Transmisión del MLC.....16	
A.2.2 Variación de la penumbra del MLC.....17	
A.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD.....17	
A.3.1 Comprobación del sistema de registro y verificación.....17	
A.3.2 Seguridad.....18	
A.4 FORMULARIO PARA EL CONTROL DIARIO DEL MLC.....I	
A.5 FORMULARIO PARA EL CONTROL SEMANAL DEL MLC.....II	
A.6 FORMULARIO PARA EL CONTROL DEL MLC PACIENTE ESPECIFI.....III	
A.7 FORMULARIO PARA EL CONTROL MENSUAL DEL MLC.....IV	
A.8 FORMULARIO PARA EL CONTROL ANUAL DEL MLC.....VI	
ÍNDICES DE TABLAS, FIGURAS Y ECUACIONES.....VII	
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS.....VIII	

Actualización IAEA-TecDoc-1151



Control de calidad del Acelerador


- **MLC** – componente mas critica
 - Exactitud y reproducibilidad del posicionamiento de las laminas
 - Exactitud de la velocidad de movimiento de laminas (solo dMLC)



Exactitud de **posicionamiento** de laminas

- Los errores en la posición de las láminas producen un error en la dosis entregada proporcional a:

Error Dosis \propto [Error del GAP / Ancho de GAP]



T. LoSasso, Med. Phys. 25(10), 1998.






Exactitud de posicionamiento de laminas

Tolerancia:

- 3DCRT / IMRT S&S
- dIMRT

$\pm 1.0\text{mm}$


$\pm 0.2\text{mm}$




Como verificamos la dosis entregada por cada campo ?




Fluencias – Niveles de intensidad




2. Medición de la dosis total para el PLAN



- Geometrías
- Fluencia
- UM



Archivos
de campo



Dosis
Medida


Dosis media
(obtenida del HDV)





2. Medición de la dosis total para el PLAN

Criterio de tolerancia


- Dosis calculada vs medida $< 3\%$
- Dosis calculada vs medida $3\%-5\%$ se debe analizar la discrepancia
- Dosis calculada vs medida $> 5\%$ el plan debe ser rechazado



3. Medición de distribución de dosis total para el PLAN



4. Medición de distribución campo independiente





IMRT Global Parameters

Palette:

Display Units:

Fine Tune Registration

Automated Register Adjustment:
 Angle: -0.375 degrees
 Scale: 0.997
 Shift X: 0.217 cm Y: -0.117 cm

Image Normalization

Target Normalization

Center Value in Slider

Ref. Normalization: 243.5238

Ting Factor: 0.831

Cramb Factor: 1.003

Tolerances

Difference Tol. (%)

DTA Tol. (mm)

Gamma Tol.

DTA & Analysis Parameters

High Grad. Thresh. (%/cm)

High Dose Thresh. (%) Apply to all plots.








DTA Search Radius:

DTA Precision(±%):

Save/Restore Layouts


Comments:

Plot Layout





Proceso IMRT



Algunas conclusiones...

- Las 2 modalidades de IMRT con ángulos fijos de gantry son “*step&shoot*” y “*sliding windows*”
- IMRT requiere de un estricto control de calidad del equipo de tratamiento y cada planificación
- El control de calidad paciente específico es un proceso indirecto y debe ser realizado en forma independiente debido a que la intensidad de los campos es variable no siendo posible un cálculo sencillo en forma independiente
- El control de calidad de un plan de IMRT debe ser finalizado previo al inicio del tratamiento del paciente.

- IMRT utiliza haces de radiación de intensidad no uniforme generados a partir de un proceso de optimización

